

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Manganeso



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Manganeso HI96748-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar fotómetros portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministran con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de manganeso compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $150 \pm 10 \mu\text{g} / \text{L}$  de manganeso a  $25^\circ \text{C} \pm 0,04 \text{ mg} / \text{L}$  de cobre a  $25^\circ \text{C}$

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0 y $150 \mu\text{g} / \text{L}$ de manganeso.
Cantidad	1 juego