

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Molibdeno



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Molibdeno HI96730-11, proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96730. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de molibdeno compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $10.0 \pm 0.3$  mg / L de molibdeno a 25 ° C

Referencia: -

|          |  |
|----------|--|
| Paquete  | Estándares sellados: 0.0 y 10.0 mg / L molibdeno |
| Cantidad | 1 juego  |