

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo HI96740-11 brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96740 compatible. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de bajo rango compatible con níquel.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $0.500 \pm 0.020$  mg / L de níquel a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.000 y 0.500 mg / L de níquel.
Cantidad	1 juego