

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango alto



El kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango alto HI96708-11 proporciona una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de nitrito de alto rango HI96708. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de nitrito de rango alto.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 75 ± 1 mg / L de nitrito a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0 y 75 mg / L de nitrito.
Cantidad	1 juego