

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango bajo



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango bajo HI 96707-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96707. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de nitrito compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.200 ± 0.010 mg / L NO₂ - N a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.000 y 0.200 mg / L de nitrito-nitrógeno
Cantidad	1 juego