

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH HI96710-11 brindan una solución simple para calibrar y validar fotómetros portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de pH compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $\text{pH } 7.0 \pm 0.05 @ 25^\circ \text{C}$

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.0 y 7.0 pH
Cantidad	1 juego