

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Potasio



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Potasio HI96750-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de potasio HI96750 compatible. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de potasio compatibles

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $5.0 \pm 0.5$  mg / L de potasio (rango bajo) a 25°C
- Valor estándar de  $50 \pm 5$  mg / L de potasio (rango medio) a 25°C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.0 y 5.0 mg / L de potasio (rango bajo); 0 y 50 mg / L potasio (rango medio)

Cantidad 1 juego