

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice HI96770-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de alto rango de sílice HI96770. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96770.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $150 \pm 2,5$  mg / L (ppm) SiO<sub>2</sub>

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: Cero y 1.50 mg / L.
Cantidad	1 juego