

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sulfatos



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sulfatos HI96751-11 ofrecen una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96751 compatible. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de sulfato compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $75 \pm 1.500$  mg / L de sulfato a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0 y 75 mg / L de sulfato.

Cantidad 1 juego