

## Miniagitador magnético con soporte de electrodo, 230V



Agitadores magnéticos con soporte para electrodo integrado, para poder realizar las medidas con mayor precisión, en muestras debidamente agitadas.

- Brazo de electrodo ajustable
- Mecanismo speedafe™
- Control de velocidad ajustable

Referencia: -

Capacidad máxima de agitación	1 litro
Min. Rango de velocidad	100 rpm
Max. Rango de velocidad	1000 rpm
Fuente de alimentación	110/115 VAC, 50/60 Hz
Categoría de instalación	II
Material de la cubierta	Plástico ABS
Ambiente	0 a 50 ° C ; HR max 95%
Dimensiones	137 mm (diámetro) x 51 mm (h)
Peso	640 g
Información sobre pedidos	Los modelos HI181 se suministran con portaelectrodos, barra de micro agitación (1) e instrucciones.