

## Tester de pH / Temperatura



Medidor de pH y temperatura con electrodo no reemplazable, con unión con fibra renovable. Dispone de pantalla amplia para lectura de datos.

- Calibración automática
- Impermeable
- Sencillo uso: Sólo 2 botones

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Estos medidores de bolsillo, HI98107 y HI98108 se suministran con sobre de solución de limpieza de electrodos, sobre de solución tampón de pH 4,01, sobre de solución tampón de pH 7,01, pila, instrucciones y certificado de calidad.

Referencia: -

		HI98107	HI98108
pH	Rango	0,0-14,0 pH	0,00-14,00 pH
	Resolución	0.1	0.01
	Precisión 25°C	±0,1	±0,10

	Calibración	Automático en uno o dos puntos (pH 4.01, 7.01, 10.01)
Temperatura	Rango	0,0-50,0°C
	Resolución	0,1°C
	Precisión(25°C	±0,5°C
Especificaciones adicionales	Compensación Tª	Automática, de 0°C a 50°C
	Batería	CR2032 3V Li-ion aprox. 800Horas de uso continuo
	Auto apagado	7 min,60 minutos o puede ser desactivado
	Peso	75g
Información de envío	Ambos equipos vienen con, una batería CR2032, solución tampón pH 4,01 (20 ml), solución tampón pH 7,01 (2x20 ml), solución limpiadora del electrodo (20 ml), tapa protectora/almacenamiento, certificado de calidad, instrucciones de uso y caja	