

## Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L)



HI937521-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Calcio (0 a 400 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 50 test HI937521-01 y 150 test HI937521-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas
Cantidad	50
Método	Adaptación del método del oxalato. La reacción entre el calcio y los reactivos provoca un tinte azul en la muestra.