

Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L)



HI93734-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93734-01 y 300 test HI93734-03

Referencia: -

Paquete	paquetes y botellas
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación del método 330.5 de USEPA y del Método estándar 4500-Cl G.