

## Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L)



HI93753-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93753-01 y 300 test HI93753-03

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	100
Método	Método del tiocianato de mercurio (II)
Proposición 65	<b>ADVERTENCIA</b> : Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como etilenglicol (ingerido) y mercurio y compuestos de mercurio, que el estado de California sabe que causan cáncer.

**\*"Producto sometido a legislación sobre Precursores de Explosivos (Reglamento UE 2019/1148 del 20 de junio del 2019)/ Sólo uso profesional"**