

Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI753 de Cloruros

- 2 botellas para realizar 25 test de cloruros
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	25
Proposición 65	ADVERTENCIA : este producto puede exponerse a sustancias químicas, como mercurio y compuestos de mercurio, que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

****Producto sometido a legislación sobre Precursores de Explosivos (Reglamento UE 2019/1148 del 20 de junio del 2019)/ Sólo uso profesional****