

Reactivo Cobre Total



HI93702T-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica del cobre total. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93702T-01 y 300 test HI93702T-03

Referencia: -

Paquete	paquetes
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación del método bicincinato.