

## Reactivo Dureza Cálctica 50 test (0,00 a 2,70 ppm)



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI720 de Dureza cálcica

- Reactivo líquido
- Para realizar 50 test de dureza cálcica
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	50
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18 <sup>a</sup> edición, método Calmagite. La reacción entre el calcio y los reactivos provoca un tinte violeta rojizo en la muestra.