

## Reactivo Dureza Magnésica 25 test (0,00 a 2,00 ppm)



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI719 de Dureza Magnésica

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de dureza magnésica
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	25
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método colorimétrico EDTA. La reacción entre el magnesio y los reactivos provoca un tinte violeta rojizo en la muestra.