

Reactivo Fosfatos rango alto (0 a 30,0 mg/ L) 40 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI717 de Fosfatos Rango alto

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 40 test de fosfatos rango alto
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	40 tests
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de aminoácidos. La reacción entre el fosfato y el reactivo provoca un tinte azul en la muestra.