

## Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L)



HI93713-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93713-01 y 300 test HI93713-03

Referencia: -

|          |  |
|----------|--|
| Paquete  | paquete                                    |
| Cantidad | 100 pruebas                                |
| Método   | Adaptación del método del ácido ascórbico. |