

## Reactivo Fósforo agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI736 de Fósforo agua marina rango ultra bajo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de fósforo rango ultra bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	bolsitas
Cantidad	25
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20 <sup>a</sup> edición, Método del ácido ascórbico. La reacción entre el fósforo y el reactivo provoca un tinte azul en la muestra.