

Reactivo Hierro para vinos 20 test



HI83741-20 son reactivos para la determinación colorimétrica del hierro en muestras de vino. Hay suficientes reactivos para 20 pruebas para usar con el fotómetro portátil HI83741 de Hanna.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Se suministra reactivo para 20 test
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete | Paquetes y botella |
| Cantidad | 20 pruebas |
| Método | La reacción entre el hierro y los reactivos provoca un tinte púrpura en la muestra. |