


## Reactivo Hierro rango alto (0 a 5,00 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI721 de Hierro Rango alto

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de hierro rango alto
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	bolsitas
Cantidad	25
Método	Adaptación del método de fenantrolina EPA 315B, para aguas naturales y tratadas. La reacción entre el hierro y el reactivo provoca un tinte naranja en la muestra.