

## Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)



HI93733-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH<sub>4</sub><sup>+</sup>). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93733-01 y 300 test HI93733-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas
Cantidad	100 test
Método	Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-93, Método Nessler.