

## Reactivo Líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH<sub>3</sub>-N)



HI93715-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Amonio en rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH<sub>3</sub>-N) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93715-01 y 300 test HI93715-03

Referencia: -

Paquete	Frascos cuentagotas "A" y "B"
Cantidad	100 pruebas
Método	Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-93, Método Nessler. La reacción entre el amoníaco y los reactivos provoca un tinte amarillo en la muestra.
Proposición 65	<b>ADVERTENCIA</b> : este producto puede exponerse a sustancias químicas, como mercurio y compuestos de mercurio, que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.