

## Reactivo líquido Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/ L SDBS) 40 test





Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

HI95769-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L SDBS). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Botes de reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Se suministra reactivo para realizar 40 test

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas
Cantidad	40 pruebas
Método	Método USEPA 425.1 y Métodos Estándar para el Examen de
	Aguas Residuales y Aguas Residuales, edición 20, 5540C,
	Tensioactivos aniónicos como MBAS.
Proposición 65	ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias
	químicas, incluido el cloroformo, que el estado de California
	reconoce como causante de cáncer y causante de defectos de
	nacimiento u otros daños reproductivos.

<sup>\*&</sup>quot;Producto sometido a legislación sobre Precursores de Explosivos (Reglamento UE 2019/1148 del 20 de junio del 2019)/ Sólo uso profesional"