

Reactivo Líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L)



HI93738-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93738-01 y 300 test HI9338-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas y paquetes
Cantidad	100
Método	Adaptación del método del rojo de clorofenol. La reacción entre el dióxido de cloro y los reactivos provoca un tinte incoloro a púrpura en la muestra.