

Reactivo Líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L)



HI93729-0x son reactivos líquidos para la determinación colorimétrica de Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93729-01 y 300 test HI93729-03

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	100
Método	Adaptación del método EPA 340.1 y del método SPADNS.