

Reactivo Líquido Hidracina (0 a 400 microg/L)



HI93704-0x son reactivos líquido para la determinación colorimétrica del hidracina. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93704-01 y 300 test HI93704-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas
Cantidad	100 pruebas
Método	Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, Método D1385-88 para agua natural y tratada.