

Reactivo Manganeso



HI93709-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de manganeso rango alto (00 a 20,0 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93709-01 y 300 test HI93709-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100
Método	Adaptación de métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, 18 ^a edición, método de periodate.