

## Reactivo Manganeso rango bajo (0 a 300 microg/L)



HI93748-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Manganeso rango bajo (0 a 300 microg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 50 test HI93748-01 y 150 test HI93748-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas y paquetes
Cantidad	50
Método	Adaptación del método 1- (2-piridilazo) -2-naftol (PAN). La reacción entre el manganeso y los reactivos provoca un tinte naranja en la muestra.
Proposición 65	<b>ADVERTENCIA</b> : Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cianuro de hidrógeno (HCN) y las sales de cianuro (sales CN), que según el estado de California causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.