

Reactivo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI708 de Nitritos Rango alto

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de nitritos rango alto
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	bolsitas
Cantidad	25
Método	Adaptación del método del sulfato ferroso. La reacción entre el nitrito y el reactivo provoca un tinte marrón verdoso en la muestra.