

Reactivo Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI707 de Nitritos Rango bajo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de nitritos rango bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	bolsitas
Cantidad	25
Método	Adaptación del método de diazotización EPA 354.1. La reacción entre el nitrito y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra.