

Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo, 100 test



HI95762-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Sobres de reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI95762-01 y 300 test HI95762-03

Referencia: -

Paquete	paquetes
Cantidad	100
Método	Adaptación del Método Estándar 4500-Cl G.