

Reactivo polvo Cloro Total DPD (0,00 a 5,00 mg/L)



Sobres de reactivo DPD polvo de Cloro Total para uso en Checker HANNA HI711

- Para realizar 100 test de cloro total
- Conservar en ambiente seco
- Disponible reactivo líquido de cloro total

Referencia: -

Paquete	sobre
Cantidad	100 test
Método	adaptación del método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro total y los reactivos provoca un tinte rosado en la muestra.