

Reactivo polvo Nitratos (N-NO₃- 0,0 a 30,0 NO₃- 0,0 a 100 mg/L)



Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

HI93728-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Nitratos (N-NO₃- 0,0 a 30,0; NO₃- 0,0 a 100 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93728-01 y 300 test HI93728-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación del método de reducción de cadmio.
Proposición 65	ADVERTENCIA : este producto puede exponerse a sustancias químicas, como el cadmio, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.