

## Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L)



HI93757-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Ozono (0,00 a 2,00 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93757-01 y 300 test HI93757-03

Referencia: -

Paquete	paquete	
Cantidad		100
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, método DPD. La reacción entre el ozono y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra.	