

Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L)



HI93751-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Sulfatos (0 a 150 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93751-01 y 300 test HI93751-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100
Método	El sulfato se precipita con cristales de cloruro de bario. Se mide la absorción de luz de la suspensión.