

Reactivo Yodo (0 a 12,5 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI718 de Yodo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de yodo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	bolsitas
Cantidad	25
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método DPD. La reacción entre el yodo y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra.