

Sensor para multiparamétrico portátil HI9819x



Es una sonda de pH y potencial Redox para el portasondas (HI7698194) del HI98194. Conexión Screw al HI7698194 y codificación por colores para fácil identificación.

Tiene cuerpo de vidrio, electrolito de gel y unión de cerámica.

- Cuerpo PEI rojo
- Profundidad 20 metros

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Sensor	HI7698194-1
Descripción	Sensor de pH / ORP
Tipo de medida	pH, pH-mV, ORP
Rango de medicion	0.00 a 13.00 pH; \pm 600.0 pH mV; \pm 2000.0 mV (ORP)
Rango de temperatura	-5 a 55 ° C
Codigo de color	rojo
Propina	vidrio (pH), Pt (ORP)
Unión	cerámico
Cuerpo	PEI
Electrólito	gel
Referencia	doble
Mantenimiento	HI70300 (solución de almacenamiento)

Dimensiones 118 x 15 mm
Profundidad 20 m