

## Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test



HI83742-20 son reactivos para la determinación colorimétrica de fenoles en muestras de vino. Hay suficientes reactivos para 20 pruebas para usar con el fotómetro portátil de fenoles HI83742.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Se suministra con reactivos para 20 test
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Disponibles las siguientes referencias:

HI83742-25 Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 1)

HI83742-27 Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 3)

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	20 pruebas
Método	La reacción entre los fenoles y los reactivos provoca un tinte azul en la muestra.