

Solución almacenamiento electrodos



Solución de almacenamiento de electrodos que se utiliza para garantizar el rendimiento óptimo de los electrodos de pH y ORP. El almacenamiento adecuado de un electrodo de pH en una solución mantiene la membrana de vidrio bien hidratada, lo que mantiene el funcionamiento adecuado y proporciona lecturas exactas.

- Formulación especial para minimizar el crecimiento bacteriano en el electrodo
- Fecha de vencimiento claramente marcada y número de lote para la trazabilidad
- Diseñado para almacenar cualquier electrodo de pH u ORP

Referencia: -

Descripción	solución de almacenamiento de electrodos	
Paquete	botellas	
tamaño	230 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	No	