

## Solución calibración TDS 1382 mg/L



Soluciones de calibración de TDS de 1.382 mg / L (ppm) de preparadas con una solución de cloruro de potasio trazable a NIST.

- La línea de soluciones de calibración TDS de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.
- 1,382 mg / L (ppm) solución de calibración TDS
- Tabla de temperatura del valor real de  $\mu\text{S} / \text{cm}$  a varias temperaturas impresas en cada botella
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.

Diferentes presentaciones de esta solución, en botella de 230mL, 460mL, en sobres de 20ml y soluciones certificadas.

Referencia: -

Valor TDS a 25 ° C	1382 mg / l (ppm)	
Paquete	botellas	
tamaño	230 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	No	