

Solución calibración TDS 1500 mg/L



HI70442 son soluciones de calibración de TDS de 1.500 mg / L (ppm) de preparadas con una solución de cloruro de potasio trazable a NIST.

La línea de soluciones de calibración TDS de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- 1500 mg / L (ppm) solución de calibración TDS
- Tabla de temperatura del valor real de $\mu\text{S} / \text{cm}$ a varias temperaturas impresas en cada botella
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.

Diferentes presentaciones de esta solución, en botella de 230mL, 500mL y en sobres de 20ml.

Referencia: -

Valor TDS a 25 ° C	1500 mg / l (ppm)
--------------------	-------------------

Paquete	botellas
---------	----------

tamaño	230 ml
--------	--------

Cantidad	1
----------	---

Certificado de análisis	No
-------------------------	----