

## Solución calibración TDS 6,44 g/L



HI70038 es una solución de calibración TDS de 6.44 g / L (ppt) trazable a NIST y está contenida en sobres de un solo uso.

La línea de soluciones de calibración TDS de Hanna ha sido especialmente formulada para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de un sobre sin abrir.

- 6.44 g / L (ppt) valor TDS
- Tabla de temperatura del valor ppt real a varias temperaturas impresas en cada sobre
- Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de caducidad impresos y está hecho de una lámina de bloque de luz que garantiza la frescura cada vez que se abre uno
- En packs de 25 sobres para un solo uso (pueden ser certificadas)

Referencia: -

Valor TDS a 25 ° C	6.44 g / L (ppt)	
Paquete	bolsitas	
tamaño	20 ml	
Cantidad		25
Certificado de análisis	No	