

Solución calibración TDS 800 mg/L



HI70080 es una solución de calibración TDS de 800 mg/L (ppm) trazable a NIST y está contenida en sobres de un solo uso.

La línea de soluciones de calibración TDS de Hanna ha sido especialmente formulada para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de un sobre sin abrir.

- Tabla de temperatura del valor ppm real a varias temperaturas impresas en cada sobre
- Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de caducidad impresos y está hecho de una lámina de bloque de luz que garantiza la frescura cada vez que se abre uno
- En packs de 25 sobres para un solo uso (pueden ser certificadas)

Referencia: -

Valor TDS a 25 ° C	800 mg / l (ppm)	
Paquete	bolsitas	
tamaño	20 ml	
Cantidad		25
Certificado de análisis	No	