


## Solución calibración Turbidez para multiparamétrico HI9829



HI9829-xx son soluciones de Calibración de Turbidez en FNU de calidad para usar en la calibración de sensor de Turbidez en el medidor multiparamétrico portátil del HI9829 en aplicaciones de calidad de agua.

- Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.
- Sello a prueba de manipulaciones
- Número de lote y fecha de vencimiento de cada sobre.

Soluciones de calibración de 0 FNU ,20 FNU, y 200 FNU.

Referencia: -

Paquete	botella	
tamaño	230 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	no	
FNU		20
Aplicaciones	Ambiental, industrial, laboratorio, acondicionamiento de agua, agua potable y tratamiento de aguas residuales	