

## Solución estándar Cadmio 0,1M, 500 ml



HI4003-01 es una botella de 500 ml de solución estándar de cadmio 0.1M de calidad superior.

Los estándares de Hanna ISE tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Estándar de cadmio 0.1M
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Referencia: -

Moles / Litro (M) a 25 ° C	0.1M cadmio
Paquete	botellas
tamaño	500 ml
Cantidad	1
Certificado de análisis	No
Proposición 65	<b>ADVERTENCIA</b> : este producto puede exponerse a sustancias químicas, como el cadmio y los compuestos de cadmio, que el estado de California sabe que causan cáncer.