

Solución estándar NaCl 125 g/L



Solución estándar de 125 g/L de NaCl de calidad superior para la calibración de medidores de salinidad e ISE de sodio. La línea de soluciones de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- 125 g/L solución estándar de NaCl.
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.
- Disponible en diferentes formatos: 230 ml y 500 ml.

Referencia: -

Paquete	botellas	
tamaño	230 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	No	