

Solución estándar NaCl 30 g/L



Solución estándar de NaCl de calidad superior para la calibración de medidores de salinidad e ISE de sodio. Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Diferentes modelos, según concentración: 0,3 g / L, 3,0 g / L, 30 g / L, 58,4 g / L de solución estándar de NaCl,
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Diferentes presentaciones disponibles, botella de 230 mL o 500 mL.

Referencia: -

Paquete	botellas	
tamaño	230 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	No	